

## medi Spinomed Active

Spinomed används främst vid behandling av kotfrakturer orsakade av benskörhet, men även i övriga fall för att minska kyfos samt stärka rygg och bukmuskulatur. Ortosen består av en måttsydd kropps body med ryggskena. Ryggskenan skall anpassas individuellt efter ryggens form. Bodyn är enkel att ta på och finns i olika utföranden för både dam och herr. Förstärkningar i Bodyn kring rygg, buk och axelparti gör att den motsvarar funktionen hos en Spinomed III. Behandlingsprincipen är evidensbaserad.


**Storlek:** Måttbeställs (Beställningsedel finns på [www.embreis.com](http://www.embreis.com) eller via vår kundtjänst.)  
**Färg:** Beige

- Aktiverande korsett
- Stärker rygg och magmuskulatur
- Rätar ut överkroppen
- Motverkar osteoporosbetingad kyfos
- Klädd aluminiumram justeras individuellt
- Låg vikt och knappt synlig under kläder
- Axel- och armrörelser hindras inte
- Förbättrar andning och balans

### Indikationer

- Kotkompression i bröst- eller ländkotor
- Kyfos med kronisk ryggsmärta
- Förebyggande behandling vid osteoporos
- Scheuermanns sjukdom

*Evidensbaserad effekt. Studie av Spinomed publicerad i American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, kopia finns för beställning.*



Med kupa



Med hakar



Utan kupa



Med kardborre

